

Link do produktu: <https://wyposazamyfirmy.pl/wozek-stolowy-transfer-1200x800-mm-kola-gumowe-z-hamulcami-p-24522.html>



Wózek Stołowy Transfer 1200x800 Mm, Koła Gumowe, Z Hamulcami

Cena brutto	1 659,27 zł
Cena netto	1 349,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	AJ_262892
Kod EAN	2
Producent	AJ

Opis produktu

Informacje o produkcie

Trwały wózek z półkami. Stabilny i wytrzymały design. Doskonały do transportu i przechowywania narzędzi, części itp. w warsztatach, magazynach i zakładach przemysłowych.

Wózek posiada ramę z rur stalowych lakierowanych proszkowo na kolor niebieski i dwie półki wykonane z MDF. Dolna półka wytrzymuje obciążenie 300 kg. Gorna półka - 50 kg.

Wózek wyposażono w dwa koła stałe i dwa skrętne. Koła pracują płynnie i cicho nawet przy maksymalnym załadowaniu. Praktyczny uchwyt na krótszym boku sprawia, że wózek można zarówno pchać, jak i ciągnąć.

Trwały wózek z półkami. Stabilny i wytrzymały design. Doskonały do transportu i przechowywania narzędzi, części itp. w warsztatach, magazynach i zakładach przemysłowych.

Wózek posiada ramę z rur stalowych lakierowanych proszkowo na kolor niebieski i dwie półki wykonane z MDF. Dolna półka wytrzymuje obciążenie 300 kg. Gorna półka - 50 kg.

Wózek wyposażono w dwa koła stałe i dwa skrętne. Koła pracują płynnie i cicho nawet przy maksymalnym załadowaniu. Praktyczny uchwyt na krótszym boku sprawia, że wózek można zarówno pchać, jak i ciągnąć.

Media

Dokumenty

Wydrukuj kartę produktu Pobierz instrukcję montażu

Specyfikacja produktu

- Długość:1270 mm
 - Wysokość:875 mm
 - Szerokość:800 mm
 - Wym. platformy (DxS):1200x800 mm
 - Średnica kół:200 mm
 - Odległość między półkami:570 mm
 - Wysokość od najniższej półki:235 mm
 - Kolor półki:Czarny
 - Materiał półki:MDF
 - Kolor korpusu:Niebieski
 - Kod koloru korpusu:RAL 5010
 - Materiał korpusu:Stal
 - Ilość półek:2
 - Nośność:350 kg
 - Koła:Z hamulcem
 - Typ kół:2 koła stałe, 2 samonastawne
 - Bieżnik opon:Pełna guma
-
- Format otworu:105x75-80 mm
 - Rekomendowana liczba osób potrzebna:2
 - Szacowany czas przygotowania do użytku/osoba:30 Min
 - Waga:50,34 kg
 - Montaż:Do samodzielnego montażu